

# Central Administrator Console Software 3.0 Note di rilascio



---

## Introduzione

Il software Central Administrator Console (CAC) versione 3.0 offre vantaggi agli amministratori di rete in ambienti regolamentati in cui la gestione di grandi gruppi di persone, progetti e workstation può essere dispendiosa in termini di costi e tempo. Il software CAC può aiutare gli amministratori a gestire le risorse in modo più efficiente offrendo la possibilità di gestire utenti, ruoli e progetti in modo centralizzato.

Il software CAC è abilitato tramite licenza e può essere installato in qualsiasi workstation in grado di supportare SCIEX OS versione 3.0 e Windows Server 2019.

Il software CAC e SCIEX OS non possono essere installati nella stessa workstation.

---

**Nota:** Il software CAC utilizza le porte TCP 63333 e 44144 per la comunicazione. Il server deve consentire il traffico in entrata e uscita su queste porte.

---

---

**Nota:** Sono state aggiunte nuove autorizzazioni al ruolo di amministratore per l'accesso funzionalità del software CAC. L'utente può creare ruoli personalizzati per accedere al software CAC e amministrarlo.

---

---

**Nota:** Il software CAC non supporta il software .Analyst.

---

## Funzionalità

Questa la prima release del software Central Administrator Console (CAC).

Il software CAC presenta le seguenti software are di lavoro:

- **Central Administration Workspace:** nell'area di lavoro Central Administration, l'amministratore può aggiungere, modificare ed eliminare i ruoli degli utenti nella pagina User Roles and Permissions. L'amministratore può utilizzare le pagine seguenti per gestire più workstation, utenti, progetti e assegnarli a gruppi di lavoro:
  - User Management
  - Workstation Management
  - Project Management
  - Workgroup Management
- **Area di lavoro Audit Trail:** il software CAC organizza gli eventi di audit per workstation e progetto nell'area di lavoro Audit Trail. Gli eventi del software CAC e della workstation sono archiviati nell'audit trail Workstation. Gli eventi di progetto sono memorizzati nell'audit trail Project.

Gli utenti con le autorizzazioni corrette possono visualizzare i record di audit per workstation e progetti.

- **Area di lavoro Event Log:** l'area di lavoro Event Log contiene log degli eventi di sistema che includono errori, avvisi e messaggi. Queste informazioni potrebbero essere utili per la risoluzione dei problemi e la diagnostica di sistema. Gli amministratori possono visualizzare, archiviare e stampare i log in questa area di lavoro.
- **Area di lavoro Configuration Management:** l'area di lavoro Configuration Management consente all'amministratore di gestire utenti, ruoli, progetti e mappe di audit. L'amministratore può configurare le impostazioni internazionali e le opzioni della modalità di sicurezza presenti nella pagina User Management. Le informazioni sulla versione software: sono disponibili nella sezione About.

## Note sull'utilizzo e problemi noti

### Note sull'utilizzo

Clienti soggetti a regolamenti specifici: se le impostazioni di gestione utenti vengono importate dopo la convalida del software, si consiglia ai clienti di documentare le modifiche alla configurazione seguendo il loro processo di controllo interno delle modifiche.

- Il software Central Administrator Console (CAC) deve essere compatibile con la versione di SCIEX OS in esecuzione nei computer di acquisizione. Inoltre, tutti i computer di acquisizione gestiti dal software CAC devono presentare la stessa versione di SCIEX OS.
- Il software CAC supporta solo SCIEX OS. L'utente utilizza Analyst Administrator Console (AAC) per gestire le impostazioni del software Analyst.
- Il software CAC può essere installato nello stesso computer del Flexnet Server.
- Il software CAC supporta utenti di domini diversi. Non è necessario che tutti gli utenti si trovino nello stesso dominio di Active Directory.

## Contatti

### Formazione dei clienti

- In Nord America: [NA.CustomerTraining@sciex.com](mailto:NA.CustomerTraining@sciex.com)
- In Europa: [Europe.CustomerTraining@sciex.com](mailto:Europe.CustomerTraining@sciex.com)
- Al di fuori dell'Unione Europea e del Nord America, visitare [sciex.com/education](http://sciex.com/education) per trovare le informazioni di contatto.

### Centro di istruzione online

- [SCIEX Now Learning Hub](#)

### Assistenza SCIEX

SCIEX e i suoi rappresentanti si affidano a uno staff di tecnici di manutenzione e assistenza formati e qualificati, presenti in tutto il mondo. Saranno felici di rispondere a domande sul sistema o su eventuali problemi tecnici che potrebbero sorgere. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web SCIEX all'indirizzo [sciex.com](http://sciex.com) oppure è possibile contattarci in uno dei seguenti modi:

- [sciex.com/contact-us](https://sciex.com/contact-us)
- [sciex.com/request-support](https://sciex.com/request-support)

## Sicurezza informatica

Per le ultime indicazioni sulla sicurezza informatica per i prodotti SCIEX, visitare il sito [sciex.com/productsecurity](https://sciex.com/productsecurity).

## Documentazione

Questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti del documento.

Per visualizzare il documento in formato elettronico, è necessario che sia installato Adobe Acrobat Reader. Per scaricare la versione più recente, visitare il sito Web <https://get.adobe.com/reader>.

Le versioni più recenti della documentazione sono disponibili sul sito Web SCIEX, all'indirizzo [sciex.com/customer-documents](https://sciex.com/customer-documents).

---

**Nota:** per richiedere una versione stampata gratuita del presente documento, contattare [sciex.com/contact-us](https://sciex.com/contact-us).

---

---

Questo documento viene fornito ai clienti che hanno acquistato apparecchiature SCIEX come guida all'utilizzo e al funzionamento delle stesse. Questo documento è protetto da copyright e qualsiasi riproduzione, parziale o totale, dei suoi contenuti è severamente vietata, a meno che SCIEX non abbia autorizzato per iscritto diversamente.

Il software menzionato in questo documento viene fornito con un contratto di licenza. La copia, le modifiche e la distribuzione del software con qualsiasi mezzo sono vietate dalla legge, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto di licenza. Inoltre, il contratto di licenza può vietare che il software venga disassemblato, sottoposto a reverse engineering o decompilato per qualsiasi scopo. Le garanzie sono indicate in questo documento.

Alcune parti di questo documento possono far riferimento a produttori terzi e/o a loro prodotti, che possono contenere parti i cui nomi siano registrati come marchi e/o utilizzati come marchi dei rispettivi proprietari. Tali riferimenti mirano unicamente a designare i prodotti di terzi forniti da SCIEX e incorporati nelle sue apparecchiature e non implicano alcun diritto e/o licenza circa l'utilizzo o il permesso concesso a terzi di utilizzare i nomi di tali produttori e/o dei loro prodotti come marchi.

Le garanzie di SCIEX sono limitate alle garanzie esplicite fornite al momento della vendita o della licenza dei propri prodotti e costituiscono le uniche ed esclusive dichiarazioni, garanzie e obbligazioni di SCIEX. SCIEX non rilascia altre garanzie di nessun tipo, né espresse né implicite, comprese, a titolo di esempio, garanzie di commerciabilità o di idoneità per un particolare scopo, derivanti da leggi o altri atti normativi o dovute a pratiche e usi commerciali, tutte espressamente escluse, né si assume alcuna responsabilità o passività potenziale, compresi danni indiretti o conseguenti, per qualsiasi utilizzo da parte dell'acquirente o per eventuali circostanze avverse conseguenti.

Solo per scopi di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.

I marchi e/o i marchi registrati menzionati nel presente documento, inclusi i loghi associati, sono di proprietà di AB Sciex Pte. Ltd., o dei rispettivi proprietari, negli Stati Uniti e/o in altri Paesi (vedere: [sciex.com/trademarks](https://www.sciex.com/trademarks)).

AB Sciex™ è utilizzato su licenza.

© 2022 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.



AB Sciex Pte. Ltd.

Blk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3

Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256