
Software Reporter 3.2

Notas de la Versión

Este documento se proporciona a los clientes que han adquirido un equipo SCIEX, para que lo usen durante el funcionamiento de dicho equipo SCIEX. Este documento está protegido por derechos de propiedad y queda estrictamente prohibida cualquier reproducción total o parcial, a menos que SCIEX lo autorice por escrito.

IVD

El software que se describe en este documento se proporciona bajo un acuerdo de licencia. Está legalmente prohibida la copia, modificación o distribución del software en cualquier medio, a menos que se permita específicamente en el acuerdo de licencia. Además, es posible que el acuerdo de licencia prohíba igualmente desensamblar, realizar operaciones de ingeniería inversa o descompilar el software con cualquier fin. Las garantías son las indicadas en ese documento.

Algunas partes de este documento pueden hacer referencia a otros fabricantes o sus productos, que pueden contener piezas cuyos nombres se han registrado como marcas comerciales o funcionan como marcas comerciales de sus respectivos propietarios. El uso de dichos nombres en este documento pretende únicamente designar los productos de esos fabricantes suministrados por SCIEX para la incorporación en su equipo y no supone ningún derecho o licencia de uso, ni permite a terceros el empleo de dichos nombres de productos o fabricantes como marcas comerciales.

CE

Las garantías de SCIEX están limitadas a aquellas garantías expresas proporcionadas en el momento de la venta o licencia de sus productos, y son representaciones, garantías y obligaciones únicas y exclusivas de SCIEX. SCIEX no ofrece otras garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, garantías de comercialización o adecuación para un fin específico, ya se deriven de un estatuto, cualquier tipo de legislación, uso comercial o transcurso de negociación; SCIEX rechaza expresamente todas estas garantías y no asume ninguna responsabilidad, general o accidental, por daños indirectos o derivados del uso por parte del comprador o por cualquier circunstancia adversa derivada de este.

Se trata de un sistema para uso diagnóstico *in vitro*.

Rx only.

No está disponible en todos los países. Póngase en contacto con un representante de ventas de SCIEX para obtener más detalles.

AB Sciex está haciendo negocios como SCIEX.

Las marcas comerciales aquí mencionadas son propiedad de AB Sciex Pte. Ltd. o sus respectivos propietarios.

AB SCIEX™ se está usando bajo licencia.

© 2017 AB Sciex



AB Sciex Netherlands B.V.
1e Tochtweg 11,
2913LN Nieuwerkerk aan den IJssel
Países Bajos



AB Sciex Pte. Ltd.
Blk 33, #04-06
Marsiling Ind Estate Road 3
Woodlands Central Indus. Estate.
SINGAPUR 739256

Software Reporter 3.2

Dónde obtener ayuda

Documentación adicional

- Con el software se instala una guía del usuario que proporciona información general sobre todas las funciones principales de la aplicación.

Soporte

- <http://sciex.com/request-support>

Instrucciones de instalación

- La aplicación Sciex Reporter Template Suite se instala automáticamente durante la instalación de otros productos de software de SCIEX que incluyan el programa Reporter 3.2.

Problema solucionado

Esta versión resuelve el problema por el que después de editar una etiqueta en el encabezado o el pie de página de una plantilla de informe, el usuario tenía que guardar los cambios, cerrar la plantilla de informe y volver a abrirla para modificar el texto principal de la plantilla.

Problemas conocidos y limitaciones

Ninguno

Historial de revisiones

Revisión	Motivo del cambio	Fecha
A	Primera publicación del documento	Enero del 2013
B	Se actualizó la fecha de publicación.	Junio del 2013
C	<p>Cambiado AB SCIEX a SCIEX en los sitios oportunos.</p> <p>Se actualizó la página de copyright.</p> <p>Se ha cambiado el logotipo de la empresa en el documento Sciex Diagnostics.</p> <p>Se añadió una sección de Problema solucionado.</p> <p>Se actualizó la sección Problemas conocidos y limitaciones para mostrar Ninguno.</p> <p>Se añadió el Historial de revisiones.</p>	Febrero del 2017